


Anti-Eno1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06733

Artikelnummer: CM0002911



Einführung

ENO1 Kaninchen mAk (P06733) detektiert Alpha-Enolase in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Validiert für Western Blot und ELISA, gerichtet gegen ein 47 kDa Protein. Geeignet für Studien zu Glykolyse, Krebs und Fibrinolyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2023
Gen-ID	2023
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ENO1 (P06733) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06733
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel