

Anti-Eno1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Artikelnummer: CM0022133



Einführung

Validieren Sie die ENO1-Expression in humanen, Maus- und Rattenproben mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA; das rekombinante Immunogen stellt die Spezifität für Glykolyse- und Krebsstudien sicher.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2023
Gen-ID	2023
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-434 des humanen ENO1 entspricht (NP_001419.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06733
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku