

Anti-Eno2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09104

Artikelnummer: CM0017488



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ENO2 (NSE), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2026
GenID	2026
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 195-434 von humanem ENO2 (NP_001966.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09104
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel