


Anti-Eno3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Artikelnummer: CM0004482



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ENO3 (Beta-Enolase, MSE), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Muskelstoffwechsels und von Glykogenspeicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MSE; GSD13
Spezies	Human
GeneID (Human)	2027
GeneID	2027
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ENO3 (NP_001967.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13929
Proteingewicht	42kDa/44kDa/47kDa
Versand	Eistasche