


Anti-Eno3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P13929

Artikelnummer: CM0031014



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches ENO3, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlicher, muriner und Ratten-Beta-Enolase. Ideal für Forschung zu Glykolyse und Muskelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO3 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	MSE; GSD13; ENO3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2027
GenID	2027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-190 von menschlichem ENO3 (NP_001967.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13929
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel