


Anti-Eno3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Gk - P13929

Artikelnummer: CM0020225



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ENO3 (Beta-Enolase, muskelspezifische Enolase). Validiert für WB, IF/ICC, GK in menschlichen, murinen und Ratten-Mustern. Ideal für die Untersuchung von Glykolyse, Muskelentwicklung und Glykogenspeicherkrankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENO3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MSE; GSD13; ENO3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2027
GenID	2027
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-190 von humanem ENO3 (NP_001967.3) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, GK
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13929
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel