

Anti-Enos Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Artikelnummer: CM0003456



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für menschliches eNOS (NOS3), validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist die endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase, ein Schlüsselenzym in der vaskulären Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eNOS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	eNOS; ECNOS
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4846
GeneID	4846
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1035-1110 von menschlichem eNOS (NP_000594.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29474
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eistüte