

Anti-Enox2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16206

Artikelnummer: CM0026323

Einführung

Kaninchen-polyklonaler ENOX2-Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem ENOX2 (APK1, tNOX), eine tumorassoziierte Zellmembran-Oxidase. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENOX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APK1, tNOX, COVA1, ENOX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10495
Gen-ID	10495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 411-610 von humanem ENOX2 (NP_872114.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16206
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel