

Anti-Enpp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - G3X9S2

Artikelnummer: CM0021454

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus-Enpp1 (Mitglied der Ectonucleotid-Pyrophosphatase/Phosphodiesterase-Familie 1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. UniProt-Zugangsnummer G3X9S2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Enpp1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Pca, ttw, twy, M6S1, NPP1, Npps, PC-1, Ly-41, Pca-1, Pdnp1, CD203c, E-NPP1, E-NPP 1, 4833416E15Rik, Enpp1
Art	Maus
GenID (Mensch)	5167
GenID (Maus)	18605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 580-730 von Maus-Enpp1 enthält (NP_032839.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	G3X9S2
Proteinmasse	103 kDa
Versand	Eisbeutel