


Anti-Enpp3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14638

Artikelnummer: CM0018525



Einführung

ENPP3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielmolekül ist die Ectonucleotid-Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 3 (CD203c), die am Nukleotidstoffwechsel und der Immunregulation beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENPP3 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5169
GeneID	5169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 646-875 des menschlichen ENPP3 (NP_005012.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14638
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Kühlakku