


Anti-Enpp3/Cd203C Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14638

Artikelnummer: CM0007352



Einführung

ENPP3/CD203c monoklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Zielmolekül ist die humane Ectonukleotid-Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 3, ein Schlüsselregulator des extrazellulären Nukleotidstoffwechsels und der angeborenen Immunität. Ideal für die Immunologie- und Zellsignalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENPP3/CD203c monoklonaler Kaninchen-Antikörper (mAb)
Anmerkungen/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5169
Gen-ID	5169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 551-875 des humanen ENPP3/CD203c (NP_005012.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14638
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Kühlakku