

Anti-Enpp5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9UJa9

Artikelnummer: CM0009477



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ENPP5 gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt Forschung zur neuronalen Kommunikation und Ectonucleotidase-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENPP5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NPP5; NPP-5; ENPP5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	59084
GenID	59084
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 378-477 von menschlichem ENPP5 (Q9UJA9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJA9
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel