

Anti-Ensa/Arpp-19E Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43768

Artikelnummer: CM0017266

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Alpha-Endosulfin (ENSA/ARPP-19e), geeignet für WB und ELISA, detektiert Maus-Protein. Ideal für die Untersuchung der PP2A-Inhibition während der Mitose und von Insulinsekretionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENSA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARPP-19e; ENSA
Spezies	Human
GeneID (Human)	2029
GeneID	2029
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ENSA (NP_996929.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43768
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eistasche