

Anti-Entpd1/Cd39 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P - P49961

Artikelnummer: CM0026064

Einführung

ENTPD1/CD39 Rabbit pAb zielt auf die Ectonukleosid-Triphosphat-Diphosphohydrolase 1, einen Schlüsselregulator der purinergen Signalübertragung, ab. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENTPD1/CD39 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; ENTPD1/CD39
Spezies	Human
GeneID (Human)	953
GeneID	953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem ENTPD1/CD39 (NP_001157655.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49961
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel