

## Anti-Entpd2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L3

Artikelnummer: CM0030302

### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes ENTPD2 (CD39L1/NTPDase-2) für WB, IF/ICC, ELISA. Zielgerichtet auf Ectonukleotidasen, die am extrazellulären Nukleotidstoffwechsel beteiligt sind; geeignet für Forschung zu Krebs, Immunologie und kardiovaskulären Erkrankungen. - Q9Y5L3

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                      |
|-------------------|---------------------------|
| Produktname       | ENTPD2 Kaninchen pAb      |
| Bemerkungen/Alias | CD39L1; NTPDase-2; ENTPD2 |
| Spezies           | Mensch                    |
| GenID (Mensch)    | 954                       |
| GenID             | 954                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein     |
| Quelle            | Kaninchen                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                    |
| SWISS             | Q9Y5L3                    |
| Proteingewicht    | 54kDa                     |
| Versand           | Eisbeutel                 |