

## Anti-Entpd5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075356

Artikelnummer: CM0002478

### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ENTPD5 (CD39L4/PCPH), geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ER-UDPase-Funktion bei der Glykoprotein-Faltung und Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ENTPD5 Kaninchen mAb                                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5                                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                            |
| GenID             | 957                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-400 von humanem ENTPD5 (075356) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS             | 075356                                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 48kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                         |