

## Anti-Entpd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O75356

Artikelnummer: CM0028316

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ENTPD5 (CD39L4/NTPDase-5) gerichtet ist, geeignet für IF/ICC und ELISA. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 149-428; erkennt ein 48 kDa Protein. Ideal für die Forschung zu ER-UDPase und Glykoprotein-Faltung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ENTPD5 Kaninchen pAb                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                |
| GenID (Mensch)    | 957                                                                                                                                   |
| GenID             | 957                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 149-428 von menschlichem ENTPD5 (NP_001240.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                |
| SWISS             | O75356                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 48kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                             |