

Anti-Entpd6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075354

Artikelnummer: CM0023026

Einführung

ENTPD6 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen das humane ENTPD6-Protein (aa 61-300) hergestellt wurde. Valid für WB, IHC-P und ELISA, erkennt er humanes, Maus- und Ratten-ENTPD6, eine Golgi-Membran-Nukleosiddiphosphatase, die an der Nukleotidhydrolyse und Glykosylierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ENTPD6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD39L2; IL6ST2; IL-6SAG; NTPDase-6; dj738P15.3; ENTPD6
Spezies	Human
GeneID (Human)	955
GeneID	955
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 61-300 von humanem ENTPD6 (NP_001304870.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075354
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche