


Anti-Envoplakin (Evpl) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92817

Artikelnummer: CM0016927



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Envoplakin (EVPL), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-EVPL, ein Cornified-Envelope-Protein, das an der terminalen Differenzierung von Keratinozyten beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EVPL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EVPK; EVPL
Spezies	Human
GeneID (Human)	2125
GeneID	2125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1784-2033 von humanem EVPL (NP_001979.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92817
Proteingewicht	232kDa
Versand	Eisbeutel