

Anti-Eomes Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095936

Artikelnummer: CM0018759

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches EOMES (TBR2) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien in Entwicklungsbiologie, Neurobiologie und Immunreaktionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EOMES Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TBR2; EOMES
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8320
GenID	8320
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 463-686 von menschlichem EOMES (NP_005433.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095936
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel