

Anti-Ep300-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09472

Artikelnummer: CM0017427



Einführung

Kaninchen-polyklonaler EP300-Antikörper, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem EP300. Geeignet für Studien zur Chromatin-Remodellierung und transkriptionellen Koaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EP300 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2033
Gen-ID	2033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem EP300 entspricht (NP_001420.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q09472
Proteingewicht	264kDa
Versand	Eisbeutel