


Anti-Ep400 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96L91

Artikelnummer: CM0014220



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EP400 (p400), eine 343 kDa große Komponente des NuA4-Komplexes. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Erforschung von Chromatin-Remodellierung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EP400 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P400; CAGH32; TNRC12; EP400
Spezies	Human
GeneID (Human)	57634
GeneID	57634
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96L91
Protein-Gewicht	343kDa
Versand	Eisbeutel