

Anti-Epac1/Rapgef3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095398

Artikelnummer: CM0019966



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Epac1/RAPGEF3 gerichtet ist, einen cAMP-regulierten Rap-Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Epitopen. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 104 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Epac1/RAPGEF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPAC; EPAC1; bcm910; HSU79275; CAMP-GEFI; Epac1/RAPGEF3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10411
Gen-ID	10411
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem Epac1/Epac1/RAPGEF3 (NP_001092002.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	095398
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel