

Anti-Epac1/Rapgef3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95398

Artikelnummer: CM0009390



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes Epac1/RAPGEF3 (SWISS: O95398) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Epac1 ist ein cAMP-aktivierter GEF für Rap1, beteiligt an Angiogenese und Barrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Epac1/RAPGEF3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EPAC; Epac1/RAPGEF3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10411
Gen-ID	10411
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 824-923 von humanem Epac1/RAPGEF3 (O95398) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95398
Proteinmasse	104 kDa
Versand	Eisbeutel