

Anti-Epas1/Hif2A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99814

Artikelnummer: CM0030475



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EPAS1/HIF2 α (SWISS: Q99814). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Hypoxie- und Angiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPAS1/HIF2 α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLF; MOP2; ECT4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2 α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2034
GenID	2034
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB,IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99814
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel