


Anti-Epb41 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11171

Artikelnummer: CM0005114



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes EPB41 (4.1R), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung des Membranzytoskeletts, der Erythrozytenbiologie und der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPB41 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HE; EL1; 4.1R
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2035
Gen-ID	2035
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 711-810 von humanem EPB41 entspricht (NP_001159477.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P11171
Protein-Gewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel