


Anti-Epb41 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11171

Artikelnummer: CM0023596



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EPB41 (4.1R, Band 4.1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Membranskelett- und Zellteilungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPB41 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HE; EL1; 4.1R; EPB41
Spezies	Mensch
Gen-ID	2035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 210-500 von humanem EPB41 entspricht (NP_001159478.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11171
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eistasche