


Anti-Epb41 Kaninchen-Polyclonalkörperchen Für Wb, Ip, Elisa - P11171

Artikelnummer: CM0021703



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches EPB41 (Protein 4.1R) für Western Blotting, Immunpräzipitation und ELISA. Zielt auf ein 97 kDa Erythrozyten-Membransklettprotein ab, das an der mechanischen Stabilität und Mitose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPB41 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	HE; EL1; 4.1R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2035
Gen-ID	2035
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von menschlichem EPB41 entspricht (NP_001159477.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11171
Proteinmasse	97 kDa
Versand	Eisbeutel