

Anti-Epb41L2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43491

Artikelnummer: CM0029530

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EPB41L2 (4.1G) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Zytoskelett, Mitose und Zellrindenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPB41L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	4.1G; 4.1-G; EPB41L2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2037
GenID	2037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von humanem EPB41L2 (NP_001186317.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43491
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel