

Anti-Epb42 (Erythrozyten-Protein 4.2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Ikc Und Elisa - P16452

Artikelnummer: CM0028927



Einführung

EPB42 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen Erythrozyten-Protein 4.2, validiert für IF/IKC und ELISA in Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung der Erythrozytenmembranstabilität, Anämie und verwandter Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPB42 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PA; SPH5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2038
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 589-691 des humanen EPB42 (NP_001107606.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/IKC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16452
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eistüte