

Anti-Epb42 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16452

Artikelnummer: CM0022946



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EPB42 (Protein 4.2). Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Forschung zur Stabilität der Erythrozytenmembran und zum Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPB42 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PA; SPH5; EPB42
Spezies	Human
GeneID (Human)	2038
GeneID	2038
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-240 des humanen EPB42 (NP_001107606) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P16452
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel