

Anti-Epcam-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99Jw5

Artikelnummer: CM0023064

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-Epcam-Antikörper für WB und EL. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf epitheliales Zelladhäsionsmolekül (CD326, EGP314). Immunogen: rekombinantes Maus-Epcam (aa 24-266).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Epcam Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsd1; GA733-2; Tacstd1; Epcam
Spezies	Maus
Gen-ID	17075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-266 von Maus-Epcam (NP_032558.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99JW5
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel