

Anti-Epcam Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16422

Artikelnummer: CM0002575



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes EpCAM (CD326) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes EpCAM. Nützlich für die Erforschung der epithelialen Zelladhäsion und von Krebsstammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EpCAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4072
Gen-ID	4072
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-100 von humanem EpCAM (P16422) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16422
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel