

## Anti-Epcam Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16422

Artikelnummer: CM0014628



### Einführung

EpCAM Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Epithelialzell-Adhäsionsmolekül.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | EpCAM Rabbit pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 4072                                                                                                                            |
| GenID             | 4072                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24–265 des menschlichen EpCAM (NP_002345.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | P16422                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 35 kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |