

Anti-Epcr/Cd201 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q64695

Artikelnummer: CM0007318

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-EPCR/CD201 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Beteiligt an der Blutgerinnung durch Aktivierung von Protein C. Geeignet für Hämostase- und Endothelzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPCR/CD201 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	10544
Gen-ID	19124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-210 von Maus-EPCR/CD201 (NP_035301.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64695
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel