


Anti-Epcr/Cd201 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q9Unn8

Artikelnummer: CM0004436



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes EPCR/CD201 Protein, validiert für WB-, FC- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für Gerinnungs- und Hämostaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPCR/CD201 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; Protein-C-Rezeptor; EPCR/CD201
Spezies	Human
GeneID (Human)	10544
GeneID	10544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-210 von humanem CD201/EPCR (NP_006395.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UNN8
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel