


Anti-Eph-Rezeptor B3 (Ephb3) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54753

Artikelnummer: CM0003021



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen Eph-Rezeptor B3 (EPHB3), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Zielt auf einen Schlüssel-Rezeptor-Tyrosinkinase ab, der an der Axonführung und Synapsenentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Eph-Rezeptor B3 (EPHB3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; Eph-Rezeptor B3 (EPHB3)
Spezies	Mensch
GenID	2049 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen Eph-Rezeptors B3 (EPHB3) (P54753) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54753
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel