

Anti-Epha1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P21709

Artikelnummer: CM0027375



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes EPHA1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zur Ephrin-Rezeptor-Signalübertragung, Angiogenese und Karzinome.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2041
GenID	2041
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 von humanem EPHA1 (NP_005223.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P21709
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel