

Anti-Epha2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P29317

Artikelnummer: CM0005039



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes EPHA2 (Ephrin Typ-A Rezeptor 2) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zu Zelladhäsion, Migration, Differenzierung und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHA2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Spezies	Human
GenID (Human)	1969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-534 von humanem EPHA2 entspricht. (NP_004422.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29317
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel