

Anti-Epha2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P29317

Artikelnummer: CM0029602



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EPHA2 (Ephrin-Typ-A-Rezeptor 2), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Krebs-, Angiogenese- und Viruseintrittsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Spezies	Human
GeneID	1969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 280-530 von humanem EPHA2 (NP_004422.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29317
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel