

Anti-Epha3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29320

Artikelnummer: CM0027985



Einführung

Anti-EPHA3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-EPHA3 (110 kDa). Geeignet für Studien zu Ephrin-Rezeptor-Signalisierung, Zelladhäsion und Entwicklungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	EK4; ETK; HEK; ETK1; HEK4; TYRO4; EPHA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2042
GenID	2042
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-545 des menschlichen EPHA3 (NP_005224.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29320
Proteinmasse	110 kDa
Versand	Eisbeutel