

Polyklonaler Anti-Epha3/Epha4/Epha5-Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29320 / P54764 / P54756

Artikelnummer: CM0019401



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die menschlichen EPHA3-, EPHA4- und EPHA5-Rezeptoren. Validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Ephrin-Rezeptor-Signalübertragung und der Zelladhäsion in der Entwicklungs- und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHA3/EPHA4/EPHA5 pAb
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2042/2043/2044
Gen-ID	2042/2043/2044
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 des menschlichen EPHA3/EPHA4/EPHA5 (NP_005224.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29320/P54764/P54756
Versand	Kühlakku