

Anti-Epha4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54764

Artikelnummer: CM0029427



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EPHA4 (EK8/SEK/TYRO1), validiert für Human, Maus, Ratte in WB, IF/ICC, ELISA. Zielmolekül ist der Ephrin-Rezeptor, der an der Entwicklung und Reparatur des Nervensystems beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHA4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EK8; SEK; HEK8; TYRO1; EPHA4
Spezies	Human
GeneID (Human)	2043
GeneID	2043
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-100 des humanen EPHA4 (NP_004429.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54764
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel