


Anti-Epha5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54756

Artikelnummer: CM0014242



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EPHA5 (UniProt P54756). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung zu Axonführung, synaptischer Plastizität und der Signalübertragung von Rezeptor-Tyrosinkinasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	EPHA5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EK7; CEK7; EHK1; HEK7; EHK-1; TYRO4; EPHA5
Art	Mensch
Gen-ID	2044
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-130 des humanen EPHA5 (NP_004430.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54756
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Kühlakku