


Anti-Ephb4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54760

Artikelnummer: CM0029458



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EPHB4, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Entwickelt für die Forschung zu Angiogenese, kardiovaskulärer Entwicklung und Zellmigration unter Verwendung von rekombinantem Protein-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHB4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2050
Gen-ID	2050
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P54760
Proteingewicht	108kDa
Versand	Kühltasche