

Anti-Ephb6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15197

Artikelnummer: CM0017536



Einführung

Anti-EPHB6 polyklonaler Antikörper (Kaninchen) für WB, ELISA. Reagiert mit Human, Maus. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 615-729 abdeckt. Ziel: Kinase-defekter Ephrin-Rezeptor, der an Zelladhäsion und -migration beteiligt ist. SWISS: O15197.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHB6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEP; EPHB6
Spezies	Human
GeneID (Human)	2051
GeneID	2051
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 615-729 von humanem EPHB6 entspricht (NP_001267724.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15197
Proteingewicht	111kDa
Versand	Eisbeutel