

Anti-Ephrin A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20827

Artikelnummer: CM0011805



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Ephrin A1 (B61, LERK-1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Anwendungen in der Angiogenese- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ephrin A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; Ephrin A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1942
Gen-ID	1942
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Ephrin A1 (P20827) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20827
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel