

Anti-Ephrin B2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P52799

Artikelnummer: CM0003489



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Ephrin B2 (EFNB2). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Angiogenese, Neuroentwicklung und viralen Eintrittsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ephrin B2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/AlIASse	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1948
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem EFNB2 (P52799)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52799
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel