

Anti-Ephrin B2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52799

Artikelnummer: CM0015253



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Ephrin B2, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der neuronalen Entwicklung und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ephrin B2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1948
GenID	1948
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-229 von humanem Ephrin B2 (NP_004084.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P52799
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel