

Anti-Ephx1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07099

Artikelnummer: CM0023744

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen EPHX1 (Epoxidhydrolase 1, mEH). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Stoffwechsel- und Entgiftungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MEH; EPHX; EPOX; HYL1; EPHX1
Spezies	Human
GeneID	2052
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-320 des humanen EPHX1 (NP_000111.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P07099
Protein-Gewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel